F&P InfoSmart Web™ est une solution simple et économique qui permet à votre prestataire de soins de suivre la progression de votre traitement PPC.



INFOUSB EST DISPONIBLE POUR LES PRODUITS SUIVANTS :

Appareils de PPC de la famille F&P ICON™/ICON™+



InfoUSB s'utilise comme accessoire avec les séries d'appareils de PPC suivants : F&P ICON/ICON+, Sleepstyle™ 200 Auto et Sleepstyle 200 (HC242/HC244).

La clé InfoUSB permet de transmettre par Internet les données d'observance et d'efficacité de la PPC à travers un port USB de l'ordinateur. Les informations sont envoyées à F&P InfoSmart Web, ce qui permet leur analyse par le médecin et le réglage des paramètres de l'appareil de PPC à distance.



Guide d'utilisation



Données à télécharger le :

...../...../.....

C € 0123

Fabricant will Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348, Panmure, Auckland 1741, Nouvelle-Zélande Tél.:+64 9 574 0100 Fax:+64 9 574 0158 Courriel:info@fphcare.conzWeb:www.fphcare.com

Australie Fisher & Paykel Healthcare Pty Limited, 36-40 New Street, PO Box 167, Ringwood, Melbourne, Victoria 3134, Australie Tél.:+61 3 9879 5022 Fax:+61 3 9879 5232 Autriche Tél.:0800 29 31 23 Fax:0800 29 31 22 Benelux Tél.:+31 40 216 3555 Fax:+31 40 216 3554 Chine Tél.:+86 20 3205 3486 Fax:+86 20 3205 2132 France Tél.:+33 16446 5201 Fax:+33 16446 5201 Allemagne Tél.:+49 7181 98599 0 Fax:+49 7181 98599 66 Inde Tél.:+91 80 4284 4000 Fax:+91 80 4123 6044 République d'Irlande Tél.:1800 409 011 Italie Tél.:+39 06 7839 2939 Fax:+39 06 7814 7709 Japon Tél.:+81 3 5117 7115 Corée Tél.:+82 2 6205 6900 Fax:+82 2 6309 6901 Irlande du Nord Tél.: 0800 132 189 Espagne Tél.:+34 902 013 346 Fax:+34 902 013 379 Suède Tél.:+46 8 564 76 680 Fax:+46 8 36 63 10 Suisse Tél.: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 Taïwan Tél.:+886 2 8751 1739 Fax:+886 2 8751 5625 Turquie Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, Alinteri Bulvari 1161/1 Sokak No. 12-14, PO. Box 06371 Ostim, Ankara, Turquie Tél.:+90 312 354 34 12 Fax:+90 312 354 31 01 RU Ek Rep

Fisher & Paykel

www.fphcare.com



Étape 1 INSERTION DANS L'ORDINATEUR

prestataire de soins, retirez

Sur demande de votre

la clé InfoLISB de votre appareil de PPC et insérezla dans un port USB de l'ordinateur. Un petit voyant s'allume lorsque la clé est

connectée à votre PC. Si le voyant ne s'allume pas, retournez la clé.

Étape 2 (Mac)

INSTALLATION DE L'APPLICATION INFOUSB

Ouvrez l'App Store Mac et recherchez InfoUSB. Installez cette application gratuite. Lorsque l'installation est terminée, ouvrez le programme de lancement et exécutez InfoUSB.

Un Mac tournant sous OSX 10.7 ou ultérieur et une connexion Internet sont reauis.

Étape 2 (Windows)

INSTALLATION DE L'APPLICATION INFOUSB

Windows 8:

Lancez l'App Store Windows et recherchez InfoUSB. Installez cette application gratuite. Lorsque l'installation est terminée, ouvrez l'application et exécutez InfoUSB.

Un PC ou une tablette tournant sous Windows 8 et une connexion Internet sont reauis.

PC Windows:

Cliquez sur le bouton Démarrer et ouvrez le dossier Poste de travail. Naviguez jusqu'au lecteur nommé FPHCARE. Ouvrez ce dossier et double-cliquez sur le fichier **Setup.exe**. Suivez les instructions affichées à l'écran. Lorsque l'installation de l'application InfoUSB est réussie, le message de l'étape 3 apparaît.

Un PC tournant sous Windows XP ou ultérieur et une connexion Internet sont reauis.



Étape 3 TRANSFERT DE DONNÉES

Lorsqu'une clé InfoUSB est détectée sur votre ordinateur, le message cidessus apparaît. Saisissez votre date de naissance et cliquez sur le bouton Télécharger. Vérifiez que votre ordinateur est connecté à Internet pour pouvoir transférer vos données à votre prestataire de soins.



Étape 4

CONFIRMATION

Une fois que l'envoi des données a réussi, le message de confirmation ci-dessus apparaît. Si votre traitement a été mis à jour, un message indiquant « Votre prestataire de soins a mis à jour vos réglages » apparaît aussi.



Étape 5

CONNEXION ULTÉRIEURE

Retirez la clé InfoUSB de l'ordinateur et réinsérezla dans votre appareil de PPC. L'appareil de PPC est désormais prêt à être utilisé pour la suite du traitement.

La prochaine fois que vous devrez transférer vos données de PPC à votre prestataire de soins, il vous suffira d'insérer la clé InfoUSB dans votre PC et le message de l'étape 3 s'affichera automatiquement.

J'ai essayé de télécharger mes données de sommeil sans succès. Y a-t-il une raison à cela?

Il peut y avoir diverses raisons à l'échec du téléchargement de vos données de sommeil.

- 1. Votre ordinateur n'était pas connecté à Internet. Vérifiez que vous êtes connecté(e) à Internet avant de tenter de télécharger vos données de sommeil.
- 2. Votre clé InfoUSB ne contient pas de données. Le transfert de données ne s'effectue que si la clé InfoUSB a été correctement insérée dans l'appareil de PPC. Essavez de réinsérer votre clé InfoUSB dans votre appareil de PPC pour transférer les données.

3. Vos détails de PPC ont été mal saisis ou n'êtes pas correctement configuré(e) sur F&P InfoSmart Web. Contactez votre prestataire de soins pour vérifier que vous avez été correctement configuré(e) sur F&P InfoSmart Web.

À quelle fréquence dois-je transmettre mes données de sommeil?

Votre prestataire de soins vous indiquera quand vous devez charger vos données via F&P InfoSmart Web.