

# Philips Respironics Dreamstation



 Il est fortement suggéré de nettoyer le masque avant le premier usage.

## Chaque jour



Changez l'eau de votre chambre humidificatrice.

Utilisez seulement de l'eau distillée ou déminéralisée<sup>1</sup>.



Lavez le coussin de votre masque à l'eau tiède savonneuse ou à l'aide d'une lingette destinée à cet usage.

## Chaque semaine



Lavez à l'eau tiède savonneuse le masque, la chambre humidificatrice et tubulure respiratoire



Nettoyez le filtre hypoallergène sous l'eau (sans savon)

## Tous les mois



Changez le filtre Ultrafin : Tous les mois

## Tous les 6 mois




Si vous ne changez pas votre masque 2 fois par année, remplacer votre coussin tous les 6 mois



Changez le filtre Hypoallergène : Tous les 6 mois

## Chaque année



Changer la tubulure respiratoire à tous les ans et la chambre humidificatrice.



Remplacez le masque à tous les ans, mais idéalement à tous les 6 mois.



Changez toute pièce d'équipement fissurée, terne ou abîmée.

Même dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales, il est impossible de prévenir la formation de certains micro-organismes. C'est pourquoi il est recommandé de remplacer les accessoires de façon régulière pour assurer l'efficacité du traitement.

1. Disponible dans toutes les pharmacies et également dans certaines épiceries et magasins grandes surfaces.