

Comprendre un rapport d'adhésion thérapeutique

Résumé patient complet

Statistiques d'observance	Évolution sur 30 jour(s):			Depuis la date d'installation:		
Date de début - Date de fin	2019-01-12 - 2019-02-10			2018-04-18 - 2019-02-10		
Nbr de jrs où l'appareil a été utilisé	30	jour(s)	(100%)	294	jour(s)	(98%)
Nbr de jrs où l'appareil n'a pas été utilisé	0	jour(s)	(0%)	5	jour(s)	(2%)
Nbr de jours où l'appareil est utilisé 4 hrs ou plus	30	jour(s)	(100%)	294	jour(s)	(98%)
Utilisation moyenne (jrs de traitement)	07	h	23 min	07	h	43 min
Utilisation moyenne (tous les jrs)	07	h	23 min	07	h	35 min
Durée de fonctionnement totale	221	h	30 min	2271	h	30 min

Statistiques d'efficacité

(Toutes les statistiques d'efficacité sont des moyennes calculées sur la période du rapport.)

IAH	6,3
IAC	0,2
Durée d'Apnée	12 s
Pression moyenne	14,0 cmH2O
90ème percentile de pression	14,0 cmH2O
% de temps à la pression maximale réglée	0 %
Fuite du Système	60,0 l/min
90ème percentile de Fuite	72,0 l/min
% de temps avec fuite excessive	29 %

Veillez prendre note que les données indiquées sont à titre indicatif, elles ne représentent pas vos données personnelles.

- 1 Pour bénéficier des effets positifs de votre thérapie, les heures de traitement devraient représenter le plus possible votre temps de sommeil. Nous vous encourageons à porter votre équipement toutes les nuits.
- 2 Afin que votre thérapie soit optimale, l'Index d'Apnée et Hypopnée (IAH) devrait être inférieur à 10 par heure. Si tel n'est pas votre cas, nous vous invitons à en discuter avec votre inhalothérapeute.
- 3 La limite de la valeur acceptable des fuites est de 60 l/min. Si vous n'atteignez pas l'objectif :

Assurez-vous que l'ajustement de votre masque est adéquat

Un mauvais entretien et l'usure de votre masque peuvent aussi être la cause des fuites

Besoin d'accompagnement?

Visitez notre [nouvelle section soutien](#) pour y découvrir des vidéos pédagogiques, des guides d'utilisation ainsi qu'une foule d'autres informations intéressantes.

Des questions?

Contactez-nous au 1 855 SOMMEIL (766-6345)

Understand a therapeutic adherence report



Full Patient Summary

Compliance Statistics	Progress over a 30-day period:			From Setup Date		
Start Date - End Date	2019-01-12 - 2019-02-10			2018-05-07 - 2019-02-10		
Total Days Device Used	30	day(s)	(100%)	279	day(s)	(100%)
Total Days Device Not Used	0	day(s)	(0%)	1	day(s)	(0%)
Days Device Used >=4 hrs	30	day(s)	(100%)	275	day(s)	(98%)
1 Average Used (Days on Therapy)	06	hr(s)	56 min(s)	06	hr(s)	42 min(s)
Average Used (All Days)	06	hr(s)	56 min(s)	06	hr(s)	41 min(s)
Total Run Time	208	hr(s)	00 min(s)	1872	hr(s)	12 min(s)

Efficacy Statistics

(All efficacy statistics are averages over the report period.)

2 AHI	0.8
CAI	0.2
Apnea Length	15 s
Average Pressure	12.0 cmH2O
90th Percentile Pressure	12.0 cmH2O
% Time at Maximum Set Pressure	0 %
3 System Leak	37.0 l/min
90th Percentile System Leak	44.0 l/min
% Time with Excessive Leak	0 %

Please note that the data provided are for information purposes only, they do not represent your personal data.

1 To benefit from the positive effects of your therapy, the hours of treatment should be as close as possible to your sleeping time. We encourage you to wear your equipment every night.

2 In order for your therapy to be optimal, the Index of Apnea and Hypopnea (IAH) should be less than 10 per hour. If this is not your case, we invite you to discuss about it with your respiratory therapist.

3 The limit on the acceptable leakage value is 60 l/min. If you do not reach the goal:

Make sure that the fit of your mask is adequate

Improper maintenance and wear of your mask may also cause leaks

Need Support?

Visit our [new support section](#) for instructional videos, user guides and a host of other interesting information.

Questions?

Contact us at 1 866-341-4975