

Fournitures et pièces de rechange des PPC ResMed



Conseils sur le remplacement des pièces de masque

Ce qu'il faut rechercher :

- Il faut bien serrer les sangles souvent
- Le masque a perdu son élasticité
- Votre traitement est moins efficace que d'habitude
- Le coussin est encore glissant, même après avoir été nettoyé



Conseil sur la couverture d'assurance

Certaines pièces de rechange de PPC peuvent être couvertes par une assurance. Communiquez avec votre assureur pour connaître les options couvertes en vertu de votre régime.

Conseils sur le remplacement des pièces de masque

La saleté, l'huile et les résidus peuvent s'accumuler sur les pièces de votre masque, il est donc important non seulement de les nettoyer selon leurs instructions, mais également d'inspecter et de remplacer chaque pièce régulièrement. Même avec un nettoyage régulier, les huiles du visage et les débris peuvent détériorer les pièces de votre masque. Le remplacement régulier de vos composants de thérapie PPC peut vous aider à vous assurer que chaque nuit avec votre thérapie est aussi confortable et efficace que la première.

Tous les mois

- Bulles du masque en mousse mémoire



Tous les 3 mois

- Bulles du masque en silicone (facial, nasal et coussins nasaux)



Tous les 3 mois

- Harnais du masque

Le harnais peut devenir étiré et perdre son élasticité, ce qui peut entraîner un serrage excessif et un inconfort. Les bactéries de la sueur et de l'humidité peuvent également s'accumuler avec le temps.



Tous les 6 mois

- Système de masque complet

Les systèmes de masque complet comprennent le cadre du masque, la bulle, le harnais et le tube cousé ou le tube court. Ils doivent être remplacés régulièrement pour aider à s'assurer que le traitement de l'apnée du sommeil est efficace et hygiénique.

