

# Conseils de remplacement appareils PPC et accessoires

## Tous les mois

- Filtres à air

La poussière et les débris peuvent s'accumuler au fil du temps, ce qui peut entraîner des blocages, augmenter le travail du moteur et créer des conditions non sanitaires.



## Tous les 6 mois

- Réservoir d'eau de l'humidificateur

Les réservoirs peuvent devenir décolorés, nuageux, piqués ou fissurés pouvant emprisonner les bactéries.



## Tous les 3 mois

- Tubulure

La tubulure peut développer de petits trous ou déchirures au fil du temps, ce qui peut causer des fuites d'air. Il peut être difficile de nettoyer efficacement l'intérieur de la tubulure, ce qui peut entraîner une accumulation de moisissures et de bactéries.



## Tous les 5 ans

- Appareils PPC, APAP (PPA) et double niveaux

Remplacer votre appareil tous les 5 ans permettra de vous assurer de recevoir continuellement votre traitement prescrit et de profiter de la nouvelle technologie, des réglages de confort améliorés et [des applications](#) exclusives de suivi du traitement.



## Besoin d'aide pour remplacer vos fournitures de PPC?

Toutes les fournitures de PPC et pièces de rechange ResMed peuvent être achetées séparément dans les magasins d'équipement de PPC partout au Canada.

[Magasins PPC près de chez moi →](#)