

Comprendre un rapport d'adhésion thérapeutique



Utilisation		11/20/2021 - 12/19/2021	
Jours d'utilisation		30/30 jours (100 %)	
>= 4 heures		30 jours (100 %)	
< 4 heures		0 jours (0 %)	
Heures d'utilisation		249 heures 7 minutes	
Utilisation moyenne (total des jours)		8 heures 18 minutes	
1 Utilisation moyenne (jours d'utilisation)		8 heures 18 minutes	
Utilisation médiane (jours d'utilisation)		8 heures 17 minutes	
Tps total utilis. (depuis la dernière réinitialisation de la valeur - 12/19/2021)		7,615 heures	
AirSense 10 AutoSet			
Numéro de série			
Mode		AutoSet	
Réponse		Légère	
Traitement			
Pression - cmH2O	Médiane : 7.8	95e percentile : 9.0	Maximum : 9.8
Fuites - L/min	Médiane : 0.0	2 95e percentile : 2.5	Maximum : 8.6
Événements par heure	IA : 0.6	IH : 0.2	3 IAH : 0.8
Index d'apnée	Centrale : 0.2	Obstructive : 0.4	Inconnue : 0.0
Index RERA			0.0
Respiration de Cheyne-Stokes (durée moyenne par nuit)			0 minutes (0%)

Veillez prendre note que les données indiquées sont à titre indicatif, elles ne représentent pas vos données personnelles.

- 1** Pour bénéficier des effets positifs de votre **thérapie**, les heures de traitement devraient représenter le plus possible votre temps de sommeil. Nous vous encourageons à porter votre équipement toutes les nuits.
- 2** La **limite de la valeur acceptable** des fuites est de 24L/min. Si vous n'atteignez pas l'objectif :
Assurez-vous que l'ajustement de votre masque est adéquat
Un mauvais entretien et l'usure de votre masque peuvent aussi être la cause des fuites
- 3** Afin que votre **thérapie soit optimale**, l'Index d'Apnée et Hypopnée (IAH) devrait être inférieur à 10 par heure. Si tel n'est pas votre cas, nous vous invitons à en discuter avec votre inhalothérapeute.

Besoin d'accompagnement?

Visitez notre [nouvelle section soutien](#) pour y découvrir des vidéos pédagogiques, des guides d'utilisation ainsi qu'une foule d'autres informations intéressantes.

Des questions?

Contactez-nous au 1 866-341-4975