




## Téléchargement des cartes pour appareils S9™ et Air10™ Instructions pour les patients


1. Insérer la carte SD dans le lecteur de carte SD
2. Ouvrir le client de messagerie (par exemple, Outlook, Gmail, Apple Mail)
3. Commencer un nouveau courriel
4. Cliquer sur l'icône « Joindre des fichiers »
5. Trouver la carte SD dans la liste sur le côté gauche (peut être nommée « RESMED »)
6. Sélectionner et joindre les fichiers suivants (voir ci-dessous pour des captures d'écran explicatives) :
  - Identification.crc
  - Identification.tgt
  - STR.edf
  - STR.crc (S9 uniquement)
7. Envoyer le courriel au destinataire souhaité



**Appareils S9**



**Appareils Air10**



**WINDOWS**



**APPLE**

## Instructions pour le prestataire de soins recevant les données de la carte par courriel

Avant de télécharger les données dans la carte SD, vérifier que la carte est bien vierge.

8. Insérer la carte SD vierge dans le lecteur de carte SD
9. Ouvrir le client de messagerie (par exemple, Outlook, Gmail, Apple Mail)
10. Ouvrir le courriel contenant les données envoyées par le patient

11. Sélectionner les fichiers joints et les enregistrer sur la carte SD depuis la liste qui se trouve sur le côté gauche
12. Ouvrir ResScan™ ou AirView™ et télécharger les données de la carte comme d'habitude